

<p>Камера ДРК-1М-К01 со встроенными соединительным кабелем подходит для большинства типов рентгеновских аппаратов (рентгенодиагностических, флюорографических, передвижных, маммографических, палатных)</p>	
<p>Камера ДРК-1М-К02 предназначена для использования в рентгеновских аппаратах типа С-дуга.</p>	
<p>Камера ДРК-1М-К04 предназначена для определения радиационного выхода рентгеновских диагностических аппаратов.</p>	
<p>Камера ДРК-1М-К05 с соединительным кабелей подходит для большинства типов рентгеновских диагностических аппаратов общего назначения. В комплекте с пультом измерительным ДРК-1М-Э06 образует неразъемную сборочную единицу – модуль измерительный ДРК-1М-К05-Э06.</p>	
<p>Камера ДРК-1М-К09 предназначена для использования в маммографических рентгеновских аппаратах. Монтаж на аппарате производится с помощью специализированного крепежного комплекта в зависимости от марки и модели аппарата.</p>	
<p>Камера ДРК-1М-К10 предназначена для использования в маммографических рентгеновских аппаратах. Монтаж на аппарате производится с помощью специализированного крепежного комплекта в зависимости от марки и модели аппарата.</p>	
<p>Камера ДРК-1М-К12 предназначена для использования в рентгеновских аппаратах типа С-дуга. Монтаж на аппарате производится с помощью специализированного крепежного комплекта в зависимости от марки и модели аппарата.</p>	
<p>Камера ДРК-1М-К19 с соединительным кабелем подходит для большинства типов рентгеновских диагностических аппаратов общего назначения (рентгенодиагностических, флюорографических, передвижных, маммографических, палатных). В комплект поставки входят скобы и винты, необходимые для установки камеры на оптической диафрагме или фильтродержателе рентгеновского излучателя.</p>	