

Модель дозиметра Piranha	657	607	557	507	455	140	355	305	255	205	160
Совместимость с планшетом	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Совместимость с ПО Ocean	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Форма сигнала	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Воздушная керма и мощность возд. кермы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функция Quick HVL	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Маммография	●	●					●	●			●
Рентгенография и рентгеноскопия	●	●	●	●							●
Стоматология	●	●	●	●					●	●	●
Компьютерная томография	●	●	●	●	●	●					●
Анодное напряжение и время экспозиции	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
СПО и полная фильтрация	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Детектор Dose Probe	●		●				●		●		●
Детектор CT Dose Profiler	●		●		●	●	●		●		●
Детекторы MAS-1, MAS-2, Light Probe	●		●		●		●		●		●

- Стандартная функция ● Опционально □ Модель с возможностью подсоединения внешнего датчика
 □ Модель без возможности подсоединения внешнего датчика ■ Специальная модель

Внешний детектор CT Dose Profiler - детектор дозового профиля для КТ
 Внешний детектор MAS-1 - инвазивное измерение анодного тока
 Внешний детектор MAS-2 - неинвазивное измерение анодного тока
 Внешний детектор Light Probe - измерение освещенности и яркости