

Модель дозиметра Piranha	657	607	557	507	455	140	355	305	255	205	160
Совместимость с планшетом	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Совместимость с ПО Ocean	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Форма сигнала	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Воздушная керма и мощность возд. кермы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функция Quick HVL	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Маммография	●	●					●	●			○
Рентгенография и рентгеноскопия	●	●	●	●							●
Стоматология	●	●	●	●			●		●	●	○
Компьютерная томография	●	●	●	●	●	●					○
Анодное напряжение и время экспозиции	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
СПО и полная фильтрация	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Детектор Dose Probe	●		●				○		○		●
Детектор CT Dose Profiler	○		○		●	●	○		○		○
Детекторы MAS-1, MAS-2, Light Probe	○		○		○		○		○		○

Внешний детектор CT Dose Profiler – детектор дозового профиля для КТ
 Внешний детектор MAS-1 – инвазивное измерение анодного тока
 Внешний детектор MAS-2 – неинвазивное измерение анодного тока
 Внешний детектор Light Probe – измерение освещенности и яркости

- - стандартная функция
- - опционально
- - модель с возможностью подсоединения внешнего датчика
- - модель без возможности подсоединения внешнего датчика
- - специальная модель